

Alois

Maximaler Komfort in
minimaler Höhe



VERMEIREN
we care for you

Komfort

Sicher, praktisch und ästhetisch. Bett mit geringer Höhe für Alzheimer-Patienten. Absenkbar bis 200 mm und anhebbar bis 720 mm. Dieses Pflegebett kann mit durchgehenden Holz- Seitengittern oder auch mit absenkbaren Metall-Seitengittern geliefert werden.

- Handbedienung mit Soft-Touch-Tasten für Höhe, Kopfteil und Knieknick
- Fussteil kann zusätzlich manuell verstellt werden
- Einzeln bremsbare Räder
- Aufzugbügel
- Kompatibel mit Patientenlifter



Technische Informationen

■ Gesamtbreite	1035 mm
■ Gesamthöhe (ohne Aufrichter)	660 - 1140 mm
■ Gesamtlänge	2070 mm
■ Liegefläche höhenverstellbar (ohne Matratze)	200 - 720 mm
■ Aufrichter	80 kg
■ Anti-Trendelenburg	-

Produkte die auf Sie zugeschnitten sind

VERMEIREN ist immer bestrebt, die beste Lösung für Ihre persönlichen Bedürfnisse zu finden. Durch die weiterentwickelten Technologien sind wir in der Lage, Ihnen die modernsten Produkte anzubieten. Dies ist das Ergebnis unserer kontinuierlichen Forschung und Erfahrung seit 1957.

Unsere Garantie für Qualität

Was die Qualität betrifft, so erfüllt **Alois** die höchsten Standards, die von anerkannten Prüfinstituten weltweit festgelegt wurden.



Option: Halterung für Handbedienung

■ Max. Verstellung des Rückenbereichs	65°
■ Max. Unterschenkelverstellung	-16°
■ Max. Oberschenkelverstellung	30°
■ Gewicht	98 kg
■ Maximales Benutzergewicht	135 kg
■ zusätzliche Information	CE

Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (1,5 mm und 1,5 kg) sind möglich
Technische Änderungen vorbehalten. Diese Bilder sind nur Abbildungen ähnlich. Bestimmte Funktionen können optional oder verschieden sein.

VERMEIREN Austria GmbH

Schärdinger Straße 4
A-4061 Pasching
Österreich

www.vermeiren.at
info@vermeiren.at



**Für weitere Informationen:
Kontaktieren Sie den Händler in Ihrer Nähe.**

VERMEIREN
we care for you