

Eco-Light II

Leichtgewichtrollmobil



Der **Eco-Light II** ist ein faltbares 4-Rad-Rollmobil. Er ist mit einem abnehmbaren Korb, einem gepolsterten Sitz und einem Krückenhalter ausgestattet. Eine faltbare Rückenstange bietet zusätzlichen Halt im Sitzen. Komplett mit Feststellbremsen und höhenverstellbaren Griffen - in Sekunden faltbar und transportbereit.

Gesamtbreite	615 mm
Sitztiefe	305 mm
Sitzbreite	355 mm
Sitzhöhe	560 mm
Gesamthöhe	800 - 930 mm
Gesamtlänge	695 mm
Gesamtgewicht	7,5 kg
Max. zulässiges Benutzergewicht	120 kg
Räder (vorne / hinten)	8 x 1 ^{1/4} (ø 200 mm)
Farben	grau

Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (1,5mm und 1,5kg) sind möglich. Technische Änderungen vorbehalten.



VERMEIREN Austria GmbH - Schärldinger Strasse 4 - A-4061 Pasching - Österreich
Tel.: +43 (0) 7229 64900 - Fax: +43 (0) 7229 64900-90 - www.vermeiren.at - info@vermeiren.at

Diese Bilder sind nur Abbildungen ähnlich. Bestimmte Funktionen können optional oder verschieden sein.

Ihre Mobilität ist unser Anliegen