



JAZZ S50

KIDS

Kompakt und Robust

Genau wie die Musik ist auch der Jazz S50 Kids farbenfroh und zeitlos. Ein einfacher, aber solider Rollstuhl für den ambulanten Einsatz.

Einfach? Er verfügt über klappbare Armlehnen, verstellbare Fußplatten, abnehmbare Hinterräder und ist für den einfachen Transport im Auto faltbar. Der Jazz S50 Kids ist der perfekte Begleiter für den ambulanten Einsatz. Kompakt und robust, ist er der perfekte Rollstuhl für den Verleih. Die auffällig grüne Farbe erhöht die Sichtbarkeit in der Öffentlichkeit und die jugendliche Attraktivität.





Farbe



C91: apfelgrün



Produkte die auf Sie zugeschnitten sind

Unser Grundprinzip ist einfach: Der Rollstuhl muss sich an den Benutzer anpassen, nicht umgekehrt. Deshalb sind unsere Rollstühle evolutionär und bieten eine passende Antwort auf Ihre spezifischen Bedürfnisse.

Alle Arten von Rollstühlen können angepasst werden, haben zahlreiche Optionen und sind vollständig personalisierbar, sodass für jede Person der passende Rollstuhl dabei ist. Dies ist das Ergebnis unserer kontinuierlichen Forschung und Erfahrung seit 1957.

Ihre Qualitätsgarantie

In Bezug auf die Qualität entspricht das Jazz S50 Kids den höchsten Normen, die von weltweit anerkannten zertifizierten Prüfinstituten festgelegt wurden.

Technische Informationen

■ Gesamtbreite	518 - 558 mm
■ Gesamthöhe (folded)	915 mm
■ Gesamtlänge	914 mm
■ Sitzbreite	320 - 360 mm
■ Höhe Armlehnen	211 mm
■ Sitzhöhe	457 mm

■ Höhe Rücken	360 mm
■ Sitztiefe	325 mm
■ Gewicht	15,20 kg
■ Benutzergewicht	60 kg
■ zusätzliche Information	CE

Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15 mm und 1,5kg) sind möglich
Technische Änderungen vorbehalten. Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

VERMEIREN Austria GmbH

Schärdinger Straße 4
A-4061 Pasching
Österreich

www.vermeiren.at
info@vermeiren.at



**Für weitere Informationen:
Kontaktieren Sie den Händler in Ihrer Nähe.**