



# 708 KIDS

## Kinderrollstuhl in Standardausführung

**Kompakter und robuster Kinderrollstuhl aus Stahl. Die Hinterräder wurden zur besseren Stabilität etwas weiter hinten platziert.**  
Ausgestattet mit dem Quick Release-System zum schnellen und einfachen Entfernen der Hinterräder.

- Rollstuhl aus Qualitätsstahl
- Beinstützen nach innen und außen abklappbar und abnehmbar
- Hinterräder mit Schnellverschluss
  - Abschwenkbare Armlehnen
    - Zusammenklappbar für einfachen Transport
- Robust und leicht zu warten



## Mobilität

Für die alltägliche Mobilität werden hochwertige manuelle Rollstühle benötigt, die ein ausgewogenes Verhältnis von Stabilität, Benutzerfreundlichkeit und Komfort bieten. **VERMEIREN** bietet Kinderrollstühle an, die Kinder unabhängiger machen, soziale Interaktion ermöglichen und ihre Lebensqualität erhöhen.

Wir bieten Kinderrollstühle für den vorübergehenden oder dauerhaften Gebrauch an. Sowohl für den aktiven als auch für den passiven Gebrauch. Mit bunten Motiven auf dem Speichenschutz oder mit einem einfachen, neutralen Aussehen. Komfort und Benutzerfreundlichkeit stehen immer an erster Stelle und sind das Ergebnis einer umfangreichen Forschung, die 1957 begann.

## Farben



*Robuste manuelle Bremsen, die jederzeit für Sicherheit sorgen*



*Kippschutz zum einfachen Überwinden von Hindernissen*

## Technische Informationen

■ Gesamtbreite	500 / 550 mm
■ Gesamthöhe	905 mm
■ Gesamtlänge	985 mm
■ Gefaltet	310 mm
■ Sitzbreite	320 / 370 mm
■ Höhe Armlehnen	210 mm

## Produkte die auf Sie zugeschnitten sind

Unser Grundprinzip ist einfach: Der Rollstuhl muss sich an den Benutzer anpassen, nicht umgekehrt. Deshalb sind unsere Rollstühle evolutionär und bieten eine passende Antwort auf Ihre spezifischen Bedürfnisse.

Alle Arten von Rollstühlen können angepasst werden, haben zahlreiche Optionen und sind vollständig personalisierbar, sodass für jede Person der passende Rollstuhl dabei ist. Dies ist das Ergebnis unserer kontinuierlichen Forschung und Erfahrung seit 1957.

## Ihre Qualitätsgarantie

In Bezug auf die Qualität entspricht das **708 Kids** den höchsten Normen, die von weltweit anerkannten zertifizierten Prüfinstituten festgelegt wurden.



■ Sitzhöhe	445 mm
■ Höhe Rücken	420 mm
■ Sitztiefe	350 mm
■ Gewicht	18 kg
■ Benutzergewicht	60 kg
■ zusätzliche Information	CE

Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15 mm und 1,5kg) sind möglich  
Technische Änderungen vorbehalten. Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

## VERMEIREN Austria GmbH

Schärdinger Straße 4  
A-4061 Pasching  
Österreich

[www.vermeiren.at](http://www.vermeiren.at)  
[info@vermeiren.at](mailto:info@vermeiren.at)



**Für weitere Informationen:  
Kontaktieren Sie den Händler in Ihrer Nähe.**