

# Club



**VERMEIREN**  
we care for you

# Club Family


Eine Bettenserie, die über 65 Jahre Erfahrung in der häusliche Pflege vereint. Die Club-Familie von VERMEIREN wurde designt basierend auf Beiträgen von Benutzern, Händlern und medizinischem Fachpersonal. Ein einfaches und sicheres vierteiliges Bett für besten Komfort und beste Pflege zu Hause.

Alle Club-Betten sind mit ihren drei Standardmotoren von Linak™ elektrisch verstellbar. Passen Sie die Höhe entsprechend den Bedürfnissen des Benutzers oder der Pflegekraft an.

Die (Anti-)Trendelenburg-Position ist standardmäßig enthalten, um für den Benutzer bei Bedarf zusätzliche gesundheitliche Vorteile zu bringen.



Die Steuerung ist sowohl für die Pflegekraft als auch für den Benutzer einfach zu bedienen, kann jedoch bei Bedarf für zusätzliche Sicherheit gesperrt werden.




Die 4 Räder ermöglichen ein einfaches Manövrieren und können aus Sicherheitsgründen eigebremst werden und.

## Club VARIO

Club Vario ist die höhenverstellbare Variante des Club Bettes.

Zusätzlich zu allen Club-Vorteilen kann die Lattenrosthöhe in zwei verschiedenen

Positionen eingestellt werden. Wählen Sie die Höhe, die Ihrer Situation oder Ihren Bedürfnissen am besten entspricht.



81 cm  
74,5 cm  
40 cm  
33,5 cm

Position 1: 33,5 cm (elektrisch verstellbar bis 74,5 cm)

Position 2: 40 cm (elektrisch verstellbar bis 81 cm)

# Club

Um die beste Lösung für Sie und Ihren Komfort zu gewährleisten, wurde das Club Bett mit vielen Konfigurationsoptionen entworfen. Vom Lattenrost bis zu den Holzverkleidungen.

Entdecken Sie mehr über die Funktionen von Club weiter unten.



## Lattenrost




Metall-Lattenrost




Holz-Lattenrost

## Rastomat optional



Ohne Rastomat



Mit Rastomat

## Seitengitter



Metall-Seitengitter



Geteilte Seitengitter (Metall der Holz)



Holz-Seitengitter

## Holzpaneel

Schaffen Sie einen modernen und markanten Look, indem Sie Ihr Club Bett mit Holzpaneelen versehen. Perfekt um Ihrem Pflegebett einen gemütlicheren und saubereren Look zu verleihen.




## Optionen

Wir haben die besten **Club**-Optionen für Sie ausgewählt. Entdecken Sie hier alle Möglichkeiten.



Eine Aufrichter unterstützt zusätzlich die Unabhängigkeit des Patienten beim Aufstehen oder Umpositionieren.



Club Betten werden für die Bedürfnisse aller geschaffen! Mit unserer Bettverlängerung können Sie das Club Bett ganz einfach um 20 cm verlängern.



Infusionshalter



Transportsystem

Die Konfigurationen können je nach Region unterschiedlich sein. Bitte beachten Sie unsere Bestellformulare für die aktuellsten Informationen zu allen Möglichkeiten.

## Produkte die auf Sie zugeschnitten sind

**VERMEIREN** ist stets bestrebt, die beste verfügbare Lösung für Ihre persönlichen Bedürfnisse zu finden. Mit dem nach und nach technologischen Fortschritt können wir Ihnen daher die aktuellsten und neusten Produkte anbieten. Dies ist das Ergebnis unserer kontinuierlichen Forschung und Erfahrung seit 1957.

## Ihre Qualitätsgarantie

In Bezug auf die Qualität entspricht das **Club** den höchsten Normen, die von weltweit anerkannten zertifizierten Prüfinstituten festgelegt wurden.

## Technische Informationen Club & Club Vario

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| ■ Gesamtbreite                        | 1005; 1037 mm |
| ■ Gesamthöhe                          | 834 - 1262 mm |
| ■ Gesamtlänge                         | 2125; 2175 mm |
| ■ Liegefläche höhenverstellbar*       | 400 - 810 mm  |
| ■ Max. Verstellung des Rückenbereichs | 69°           |
| ■ Max. Oberschenkelverstellung        | 20,7°         |

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| ■ Max. Unterschenkelverstellung | -16,5°                           |
| ■ Matratze                      | RG 35, 120 mm Dicke, 2000x900 mm |
| ■ Aufrichter                    | 80 kg                            |
| ■ Gewicht                       | 60,8 kg; 62 kg                   |
| ■ Maximales Benutzergewicht     | 165 kg                           |
| ■ zusätzliche Information       | CE                               |

\* Club Vario pos. 2. Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15 mm und 1,5kg) sind möglich Technische Änderungen vorbehalten. Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

## VERMEIREN Austria GmbH

Schärdinger Straße 4  
A-4061 Pasching  
Österreich

[www.vermeiren.at](http://www.vermeiren.at)  
[info@vermeiren.at](mailto:info@vermeiren.at)



Für weitere Informationen:  
Kontaktieren Sie den Händler in Ihrer Nähe.