

# Mercurius 4 Limited Edition

- 4 Räder
- Länge: 1430 mm
- Breite: 680 mm
- Höhe: 1355 mm
- Reichweite: ca. 45 km\*
- Geschwindigkeit : 15 km/h
- Batterien: 2x12 V / 75 Ah  
Option 2x12 V / 80 Ah
- Zuladung: 150 kg
- Farbe: Champagner

**Outdoor-Scooter**



Technische Änderungen vorbehalten. Maßtoleranz  $\pm 15$  mm / 1,5 kg / °.  
\* Reichweite unter optimalen Umgebungsbedingungen und Batteriezuständen.

**VERMEIREN**

Ihre Mobilität ist unser Anliegen



**Vermeiren Austria GmbH**

Schördinger Straße 4  
4061 Pasching

Tel.: +43(0)7229 64900  
Fax: +43(0)7229 64900-90

info@vermeiren.at  
www.vermeiren.at