

KUARZ SYNC EON

Inspiriert von der Vergangenheit,
gestaltet für die Zukunft.



WER WIR SIND

VERMEIREN, seit 1957 Hersteller von Rollstühlen, spielt eine Schlüsselrolle in der Welt der Hilfsmittel zur Rehabilitation. Die europäische Gruppe Vermeiren hat sich im Laufe der Jahre auf die Herstellung von Rollstühlen, medizinischen Betten, Elektromobilen, Rollatoren und anderen Produkten spezialisiert, die Patienten oder Benutzer bei der Wahrung der Autonomie und Mobilität bestmöglich unterstützen.

Unsere europäischen Entwicklungs- und Designerteams sind mit High-Tech-Werkzeugen ausgestattet, die jedem von uns hergestellten Produkt Präzision, Zuverlässigkeit und Qualität verleihen. Heute ist Vermeiren ein Konzern mit mehr als 1300 Mitarbeitern und Niederlassungen in Europa und Asien. Vermeiren liefert weltweit Produkte in mehr als 45 Länder.

Email: info@vermeiren.at
Website: <https://www.vermeiren.at>







MOBILITÄT

MIT WÜRDE UND STYLE

Ein modernes **Elektromobil** ist weit mehr als nur ein Fortbewegungsmittel von A nach B – es steht für **Freiheit, Würde und Style**. Mit seinem eleganten, zeitgemäßen Design ist es ein Fahrzeug, auf das man stolz sein kann – ob beim Kaffeetrinken mit Freunden, beim Einkaufsbummel oder bei einer entspannten Fahrt durch den Park.

Es steht für **selbstbewusste Mobilität**, mit der Gewissheit, jederzeit unabhängig und frei unterwegs zu sein.

Das ist nicht einfach Mobilität – das ist ein **Lebensgefühl**, welches **Komfort, Alltagstauglichkeit und Stil** vereint und jede Fahrt zu einer kleinen Feier deiner Persönlichkeit macht.





FAMILIE

AUSRICHTEN

Die neue Scooter-Kollektion von Vermeiren bietet die perfekte Balance aus kompakter Wendigkeit, vielseitigen Einsatzmöglichkeiten und erstklassigem Komfort.

Der Eon, unser kleinstes Modell, ist für mühelose Mobilität in Innenräumen und einfachen Transport konzipiert.

Der Sync verbindet Wohnen im Innen- und Außenbereich mit preisgekröntem Design, hohem Komfort und zuverlässiger Alltagstauglichkeit.

Der Kuarz, das Spitzenmodell der Baureihe, bietet maximale Stabilität, Freiheit und Luxus für alle, die nur das Beste erwarten. Drei unterschiedliche Charaktere, eine gemeinsame Vision: Mobilität neu definieren – mit modernem Design, handwerklicher Perfektion und Bewegungsfreiheit.







EON

DER ZEITLOSE REISENDE

Klein in der Größe, groß in der Wirkung. Der Eon beweist, dass echte Innovation keinen großen Platz benötigt, um zu glänzen. Sein ultrakompaktes Design macht die tägliche Mobilität mühelos, egal ob in engen Innenräumen oder auf belebten Straßen. Jede Kurve hat ihren

Zweck und verbindet Funktionalität mit Eleganz. Der für sein preisgekröntes Design bekannte Eon bietet eine nahtlose Verbindung aus Komfort, Bequemlichkeit und Stil in einem raffinierten, platzsparenden Gesamtpaket.



SBS*-LED-FRONTSCHWEINWERFER



LED-BLINKER



KLAPPBARE RÜCKENLEHNE



VERSTELLBARE ARMLEHNEN



LED-RÜCKLEUCHTEN



KIPPSCHUTZ



FAHR-/NEUTRALMODUS



CONTROLLER MIT BATTERIEANZEIGE



LENKSCHUTZBLECHE

*SBS: Sehen und gesehen werden – Fortschrittliche LED-Lichttechnologie für mehr Sicherheit beim Fahren bei schlechten Lichtverhältnissen.



SYNC


DER HARMONISCHE VERBINDER

Der Sync verbindet Welten mit müheloser Eleganz und bietet die perfekte Balance zwischen Vielseitigkeit und Design. Er positioniert sich zwischen dem ultrakompakten Eon und dem leistungsstarken Quarz und passt sich nahtlos sowohl dem Komfort im Innenbereich als auch der

Freiheit im Freien an. Sein preisgekröntes Design ist nicht nur eine Frage der Optik – es verbessert die Benutzerfreundlichkeit in jeder Hinsicht. Der Sync definiert neu, was ein Elektromobil der Mittelklasse leisten kann: intuitiv, raffiniert und perfekt auf die moderne Mobilität abgestimmt.



SBS* LED-FRONTSCHWEINWERFER



LED-BLINKER



KOMPAKTES STAUFACH



DREH- UND VERSTELLBARER SITZ



LED-RÜCKLEUCHTEN



KIPPSCHUTZ



FAHR- ODER NEUTRALMODUS



CONTROLLER MIT AKKU-ANZEIGE



KLAPPBARE RÜCKENLEHNE

*SBS: Sehen und gesehen werden – Fortschrittliche LED-Lichttechnologie für mehr Sicherheit beim Fahren bei schlechten Lichtverhältnissen.



KUARZ

MIT PRÄZISION ENTWICKELT

Der Kuarz, das Flaggschiff der Modellreihe, vereint imposante Präsenz mit außergewöhnlichem Komfort und herausragender Leistung. Entwickelt für alle, die mehr von ihrem Elektromobil erwarten, bietet er mühelose Stabilität, großzügigen Platz und bis ins kleinste Detail durchdachte Verarbeitung. Sein modernes, preisgekröntes Design ist nicht

nur optisch ansprechend, sondern wurde auch entwickelt, um Ihnen bei jeder Fahrt mehr Sicherheit und Kontrolle zu geben. Der Kuarz definiert Premium-Mobilität neu: kraftvoll, elegant und kompromisslos komfortabel.

Sie müssen keine Kompromisse eingehen, denn dieser Roller vereint Luxus, Leistung und Freiheit in perfekter Harmonie.



SBS*-LED-FRONTSCHWEINWERFER



LED-LEUCHTANZEIGEN



KLAPPSTUHL



FESTSTELLBREMSE



LED-RÜCKLEUCHTEN



KIPPSCHUTZ



DREHBARER/VERSTELLBARER SITZ



LCD-DISPLAY MIT ADAPTIVER HELLGKEIT



PREMIUM-SITZAUSSTATTUNG

*SBS: See and Be Seen - fortschrittliche LED-Lichttechnologie





EUROPEAN
PRODUCT
DESIGN
AWARD®
2025 WINNER



reddot winner 2026

Alle drei Scooter-Modelle
Eon, Sync und Kuarz wurden
für ihr herausragendes
Design und ihren neuen
Ansatz im Bereich der
Scooter ausgezeichnet.



ANPASSEN DEINE FAHRT

Optionen machen aus einem Scooter nicht nur ein Transportmittel, sondern Ihren ganz persönlichen Scooter. Spiegel, Rückfahrkameras und Regenhüllen sind nicht bloß Zubehör – sie sind kleine Details, die jede Fahrt komfortabler, sicherer und angenehmer gestalten. Eine Staubschutzhülle sorgt für ein gepflegtes Erscheinungsbild, und mit einer Rollatorhalterung haben Sie Ihre Mobilität immer dabei.

Ob Komfort, Stil oder Praktikabilität – mit der individuellen Gestaltung Ihres Scooters können Sie ihn perfekt an Ihren Alltag anpassen. Warum sollten Sie sich schließlich mit Standard zufriedengeben, wenn Sie ein Fahrzeug haben können, das so einzigartig, praktisch und für alle Herausforderungen gerüstet ist wie Sie selbst?

Von links nach rechts: Quadri-Light Rollatorhalterung, MOVO Regen-/Sonnenschutz, Spiegelsatz, Slick- oder Spikereifen, farblich passende Radkappe, Topcase hinten, Einkaufskorb vorne, Doppelkrückenhalterung, Schutzhülle, vollintegrierte Rückfahrkamera. Einige Optionen sind möglicherweise an ein bestimmtes Scooter-Modell gebunden. **Aktuelle Informationen finden Sie in unseren Bestellformularen.**





FARBEN

MACH ES ZU DEINER

Alle 3 Modelle sind in einer lebendigen Farbpalette von sechs Farben erhältlich, denn Ihr Roller sollte Sie widerspiegeln. Ob passend zur Farbe Deiner Augen, abgestimmt auf Dein Lieblingsoutfit oder einfach in Deinem absoluten Lieblingsfarbton – Farbe ist eine kraftvolle Art, Deine Persönlichkeit zu zeigen. Ein kräftiges Rot steht für Abenteuerlust und Lebensfreude, während ein kühles Grau Ruhe, Selbstvertrauen und Gelassenheit ausstrahlt.

Von stilvollen Naturtönen bis hin zu auffälligen Akzentfarben – es gibt für jede Stimmung und jeden Geschmack den passenden Kuarz. Denn Kuarz ist nicht einfach ein Fortbewegungsmittel – es ist Teil deines persönlichen Stils, und die richtige Farbe macht den entscheidenden Unterschied.



Arctic Grün



Burgundy Rot




Cool Grau



Mat Gold



Olive Grün



Pearl Orange



Cool Grau

Warum **Cool Grau**? Weil es **moderne Gelassenheit, Understatement und innere Ruhe** verkörpert. Ideal für alle, die auf **zurückhaltenden Stil mit zeitloser Eleganz** setzen – ein Design, das nicht laut ist, sondern Eindruck hinterlässt.



Pearl Orange

Pearl Orange steht für **Energie, Kreativität und Lebensfreude**. Es ist die Farbe für Menschen, die Optimismus ausstrahlen, gern im Mittelpunkt stehen und mit ihrem Enthusiasmus andere inspirieren. Ein Farbton voller Wärme, Ausdruckskraft und positiver Energie.





Olive Grün

Mit **Olive Grün** entscheidest Du Dich für **Harmonie, Natürlichkeit und Beständigkeit**. Ein Farbton, der **Bodenhaftung, Ruhe und innere Stärke** ausstrahlt – perfekt für alle, die das Leben mit Gelassenheit und Stil genießen.



Mat Gold

Mat Gold steht für **Raffinesse, Selbstbewusstsein und zeitlose Eleganz**. Diese Farbe spiegelt den Geschmack einer wider, die das **Besondere lieben** – subtil, edel und stets mit einem Hauch Exklusivität.



Burgundy Rot

Burgundy Rot steht für **Tiefe, Wärme und stille Stärke**. Diese Farbe ist die Wahl für Menschen, die das Leben mit Leidenschaft genießen, feine Details zu schätzen wissen und eine **klassische, souveräne Ausstrahlung** besitzen.



Arctic Grün

Der **Kwarz** in **Arctic Grün** spiegelt eine **ruhige, ausgeglichene Persönlichkeit** wider – mit einer Liebe zur Natur und einem Sinn für frische Anfänge. Ideal für alle, die **Harmonie, Optimismus** und einen **klaren, selbstbewussten Stil** schätzen.




TECHNIK

IM DETAIL

Wenn es um **Elektromobile für Senioren** geht, sind technische Daten weit mehr als nur Zahlen – sie sind **der Schlüssel zur Freiheit auf vier Rädern**. Breite und Länge entscheiden, ob Du mühelos durch Türen gleitest oder beim Wenden ein wenig rangieren musst. Das Gewicht zeigt, ob Dein Kuarz ein stabiler Straßenbegleiter ist oder sich leicht manövrieren lässt. Die Reichweite verrät Dir, ob Du ganz entspannt zum Café und wieder zurückfahren kannst –

ohne nach einer Steckdose zu suchen. Und selbst die Höchstgeschwindigkeit spielt eine Rolle: **schnell genug, um den Fahrtwind zu spüren, langsam genug, um die Kontrolle zu behalten**.

Diese Werte sorgen dafür, dass Dein Elektromobil **sicher, bequem und rundum auf Dich abgestimmt** ist – für ein Fahrgefühl, das Freiheit, Komfort und Freude verbindet.



KUARZ

■ Gesamtbreite	680 mm
■ Gesamtlänge	1505 mm
■ Gesamthöhe	1345 mm - 1395 mm
■ Höhe im zusammengeklappten	870 mm
■ Sitzhöhe	480 mm - 530 mm
■ Sitzbreite	525 mm
■ Sitztiefe	480 mm
■ Höhe der Rückenlehne	550 mm
■ Fußplattenhöhe	200 mm

■ Bodenfreiheit	100 mm
■ Wendekreis	3400 mm
■ Batterien	80 Ah (C20), 12V DC, wartungsfreie, auslaufsichere AGM-Batterie
■ Geschützt gegen Spritzwasser	IPX4
■ Motor	750 W
■ Geschwindigkeit*	15 km/h
■ Reichweite*	45 km
■ Gewicht	158 kg
■ Maximale Belastbarkeit	150 kg

* Reichweite/Geschwindigkeit unter optimalen Umgebungsbedingungen und Batteriezuständen ermittelt nach ISO 7176-4.
Abweichungen bei Maßen, Gewichten und Winkeln (15 mm, 1,5 kg, 1,5°) sind möglich. - Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

SYNC

■ Gesamtbreite	630 mm
■ Gesamtlänge	1235 mm
■ Gesamthöhe	1275 mm - 1325 mm
■ Höhe zusammengeklappt	830 mm
■ Sitzhöhe	420 mm - 470 mm
■ Sitzbreite	470 mm
■ Sitztiefe	495 mm
■ Rückenlehnenhöhe	530 mm
■ Fußplattenhöhe	185 mm

■ Hindernisüberwindung	110 mm
■ Wendekreis	3530 mm
■ Batterien	50 Ah (C20), 12V DC, auslaufsicherer AGM-Akku, wartungsfrei
■ Schutzklasse	IPX4
■ Motoren	450 W / 650 W
■ Geschwindigkeit*	10 km/h / 15 km/h
■ Reichweite*	25 km - 41 km
■ Gewicht	109 kg
■ Maximales Belastbarkeit	140 kg

* Die Reichweite wurde nach europäischen Normen berechnet. *Geschwindigkeit und Reichweite können abweichen (ca. 15 %). Zulässige Maß- und Gewichtstoleranzen: 15 mm, 1,5 kg und 1,5°. Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung. Bestimmte Ausstattungsmerkmale sind optional.

EON

■ Gesamtbreite	565 mm
■ Gesamtlänge	1170 mm
■ Gesamthöhe	1050 mm - 1100 mm
■ Höhe im zusammengeklappten	900 mm
■ Sitzhöhe	460 mm - 520 mm
■ Sitzbreite	470 mm
■ Sitztiefe	420 mm
■ Höhe der Rückenlehne	480 mm
■ Fußplattenhöhe	140 mm

■ Bodenfreiheit	80 mm
■ Wendekreis	2700 mm
■ Batterien	50 Ah (C20), 12V DC, wartungsfreie, auslaufsichere AGM-Batterie
■ Geschützt gegen Spritzwasser	IPX4
■ Motor	320 W
■ Geschwindigkeit*	10 km/h
■ Reichweite*	37 km
■ Gewicht	89 kg
■ Maximale Belastbarkeit	140 kg

* Reichweite/Geschwindigkeit unter optimalen Umgebungsbedingungen und Batteriezuständen ermittelt nach ISO 7176-4. Abweichungen bei Maßen, Gewichten und Winkeln (15 mm, 1,5 kg, 1,5°) sind möglich. - Abgebildete Ausstattungen können optional sein.



VERGANGEN BEGRÜSST DIE ZUKUNFT

In unseren beiden Filmen haben wir uns bemüht, eine Verbindung zwischen Vergangenheit und Zukunft herzustellen. Elegant lines and shapes are timeless, either in a classic mode of transportation that was built with love and care or in a new and trendy design for an electrical scooter. **Scannen Sie die QR-Codes oben auf dieser Seite und entdecken Sie das Fahrgefühl und das Aussehen unserer neuen Scooter.**



SCANNEN UND
ENTDECKEN SIE DEN
KUARZ



SCANNEN UND
ENTDECKEN SIE
EON UND SYNC





VERMEIREN

we care for you



V.R. : **VERMEIREN** GROUP, Vermeirenplein 1/15, 2920 Kalmthout - België
info@vermeiren.com - www.vermeiren.com - BL Kuarz AT 2026-08 v1.0