

Ihre Vorteile

- ✓ Kompetente Beratung
- ✓ Lieferung frei Haus
- ✓ Inspektions- und Wartungsservice



VERMEIREN Austria G.m.b.H.
Schäringer Straße 4
4061 Pasching - Österreich

Telefon: 07229/64900
Telefax: 07229/64900-90

www.vermeiren.at - info@vermeiren.at

Für weitere Informationen
oder eine **Gratis-Vorführung:**
Fragen Sie das Sanitätshaus in Ihrer Nähe.

* Reichweite unter optimalen Umgebungsbedingungen und Batteriezuständen. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Armlehnen sind abklappbar, sowie abnehmbar und lassen sich individuell in der Breite anpassen. Die Sitzsysteme lassen sich zum Ein- und Aussteigen in die gewünschte Position drehen.

ONE

■ Länge :	1030 mm
■ Breite :	490 mm
■ Höhe :	880 mm
■ Batterie :	15 Ah
■ Reichweite:	ca. 16 km*
■ Gesamtgewicht :	44,9 kg
■ Geschwindigkeit :	8 km/h
■ Zuladung :	136 kg
■ Farbe :	Blau, Rosa, Grün, Orange

8 km/h



ONE AIR+

■ Länge :	1030 mm
■ Breite :	490 mm
■ Höhe :	880 mm
■ Batterie :	2 x 12V - 25 Ah
■ Reichweite:	ca. 30 km*
■ Gesamtgewicht :	50 kg
■ Geschwindigkeit :	8 km/h
■ Zuladung :	136 kg
■ Leistung :	270 Watt
■ Zerlegbar in :	4 Teile
■ Farbe :	Blau, Rosa, Grün, Orange

8 km/h



ONE AIR+ LED

■ Länge :	1030 mm
■ Breite :	490 mm
■ Höhe :	880 mm
■ Batterie :	2 x 12V - 25 Ah
■ Reichweite:	ca. 30 km*
■ Gesamtgewicht :	50 kg
■ Geschwindigkeit :	8 km/h
■ Zuladung :	136 kg
■ Leistung :	270 Watt
■ Zerlegbar in :	4 Teile
■ Farbe :	Blau, Rosa, Grün, Orange

8 km/h



Zübehör



Rollatorhalter



Abdeckhaube



Utensilienbox




Stockhalter

Movo - Regenschutz



AUSGABE 2026



EON

■ Länge :	1170 mm
■ Breite :	565 mm
■ Höhe :	1050-1100 mm
■ Batterie :	2 x 12V - 50 Ah
■ Reichweite :	40 km*
■ Gesamtgewicht :	89 kg
■ Geschwindigkeit :	10 km/h
■ Zuladung :	140 kg
■ Leistung :	320 Watt
■ Farbe :	Arctic Grün, Cool Grau, Burgundy Rot, Mat Gold, Olive Grün, Pearl Orange



10 km/h



SYNC

■ Länge :	1235 mm
■ Breite :	630 mm
■ Höhe :	1275-1325 mm
■ Batterie :	2 x 12V - 50 Ah
■ Reichweite:	ca. 56 km*
■ Gesamtgewicht :	109 kg
■ Geschwindigkeit :	10 km/h
■ Zuladung :	140 kg
■ Leistung :	450 Watt
■ Farbe :	Arctic Grün, Cool Grau, Burgundy Rot, Mat Gold, Olive Grün, Pearl Orange

SYNC

■ Länge-Breite :	1235-630 mm
■ Höhe :	1275-1325 mm
■ Batterie :	2 x 12V - 50 Ah
■ Reichweite:	ca. 28 km*
■ Gesamtgewicht :	109 kg
■ Geschwindigkeit :	15 km/h
■ Zuladung :	140 kg
■ Leistung :	650 Watt
■ Farbe :	Arctic Grün, Cool Grau, Burgundy Rot, Mat Gold, Olive Grün, Pearl Orange

10 km/h



- Analoge Anzeige und einfach zu bedienende Tasten
- Mit Komfortlenker für ein ermüdungsfreies Fahren

15 km/h

lt: StVZO sind max 10km/h vorgesehen

KUARZ

■ Länge :	1505 mm
■ Breite :	680 mm
■ Höhe :	1345-1395 mm
■ Batterie :	2 x 12V - 80 Ah
■ Reichweite:	ca. 45 km*
■ Gesamtgewicht :	158 kg
■ Geschwindigkeit :	15 km/h
■ Zuladung :	150 kg
■ Leistung :	750 Watt
■ Farbe :	Arctic Grün, Cool Grau, Burgundy Rot, Mat Gold, Olive Grün, Pearl Orange

15 km/h

lt: StVZO sind max 10km/h vorgesehen



KUARZ XD

■ Länge :	1505 mm
■ Breite :	680 mm
■ Höhe :	1345-1395 mm
■ Batterie :	2 x 12V - 80 Ah
■ Reichweite:	ca. 45 km*
■ Gesamtgewicht :	158 kg
■ Zuladung :	150 kg
■ Farbe :	Arctic Grün, Cool Grau, Burgundy Rot, Mat Gold, Olive Grün, Pearl Orange

13 km/h

lt: StVZO sind max 10km/h vorgesehen



Für den Einsatz im steilen Gelände, bei extremen Anforderungen oder starker Belastung. Mit verstärktem Getriebe und Elektronik.

MERCURIUS 4D

■ Länge-Breite :	1440-680 mm
■ Höhe :	1360 mm
■ Batterie :	2 x 12V - 80 Ah
■ Reichweite:	ca. 55 km*
■ Gesamtgewicht :	116,75 kg
■ Geschwindigkeit :	15 km/h
■ Zuladung :	150 kg
■ Leistung :	1000 Watt
■ Farbe :	champagner

15 km/h

lt: StVZO sind max 10km/h vorgesehen



Diese Bilder sind nur Abbildungen ähnlich. Bestimmte Funktionen können optional oder verschieden sein.