

VERMEIREN, seit 1957 Hersteller von Rollstühlen, spielt eine Schlüsselrolle in der Welt der Hilfsmittel zur Rehabilitation. Die europäische Gruppe Vermeiren hat sich im Laufe der Jahre auf die Herstellung von Rollstühlen, medizinischen Betten, Elektromobilen, Rollatoren und anderen Produkten spezialisiert, die Patienten oder Benutzer bei der Wahrung der Autonomie und Mobilität bestmöglich unterstützen.



Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15 mm und 1,5kg) sind möglich. Technische Änderungen vorbehalten. Abgebildete Ausstattungen können optional sein.



VERMEIREN Austria GmbH
Schärdinger Straße 4, 4061 Pasching
info@vermeiren.ath - www.vermeiren.at

Altima

PREMIUM-ROLLATOR

LEICHT UMZIEHEN, KOMFORTABEL LEBEN

Gewinnen Sie Ihr Selbstvertrauen zurück und genießen Sie mehr Unabhängigkeit mit dem **Altima-Rollator**. Der Altima wurde mit Blick auf Komfort, Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit entwickelt und ist ein leichter, zusammenklappbarer Rollator mit vier Rädern aus

strapazierfähigem Aluminium, der sich leicht manövrieren, transportieren und verstauen lässt. Für optimalen Komfort ist der Altima mit einem besonders bequemen Sitz und einer abnehmbaren Rückenlehne aus weichem Material ausgestattet. So kann sich der Benutzer jederzeit einen Moment lang entspannen.



british green



matt beige



Die Vollgummireifen sorgen für ein angenehmes Fahrerlebnis auf unterschiedlichsten Straßenbelägen, während die hochwertige Verarbeitung und die stilvollen Farben – „British Green“ und „Matt Beige“ – den Premium-Look des Altima zusätzlich unterstreichen. Selbst mit seinem praktischen Verschlusssystem behält der Altima auch

im verstauten Zustand sein elegantes Erscheinungsbild bei. Der Altima ist zudem mit zahlreichen Reflektoren an der Vorder- und Rückseite sowie an den Seiten ausgestattet. Der Altima wurde mit Blick auf Komfort und Benutzerfreundlichkeit entwickelt und ermöglicht Ihnen von Anfang an sichere und komfortable Mobilität.

Hauptmerkmale



abnehmbare Rückengurt



abnehmbare Einkaufsnetz



höhenverstellbare Schiebegriffe



Sicherheitsverriegelung beim Zusammenklappen

Technische Informationen

■ Gesamtbreite	610 mm
■ Gesamtlänge	700 mm
■ Gesamthöhe	810 - 985 mm
■ Sitzbreite	425 mm
■ Sitzhöhe	640 mm
■ Gefaltet	245 mm

■ Sitztiefe	195 mm
■ Wendekreis	870 mm
■ Räder	210 x 36 mm
■ Gewicht	8,25 kg - 7,35 ohne Korb und Gurt
■ Benutzergewicht	130 kg
■ Weitere Informationen	CE

ROLLATOREN



VERMEIREN
we care for you

286i

286i Standardrollator faltbar mit Einkaufskorb, Sitz, Tablett, sowie Gehstützenhalter und ergonomisch geformten Handgriffen. Multifunktionsbremse und ein Sicherheitsmechanismus gegen unbeabsichtigtes Zusammenfallen.



■ Gesamtbreite	600 mm
■ Gesamtlänge	680 mm
■ Gesamthöhe	780 - 990 mm
■ Sitzbreite	420 mm
■ Sitzhöhe	560 mm
■ Gewicht	9,85 kg
■ Benutzergewicht	130 kg

ECO-Light II

Der ECO-Light II ist ein faltbarer vierradriger Rollator mit einem abnehmbarem Korb, gepolstertem Sitz, Stockhalter, Feststellbremse und höhenverstellbaren Schiebegriffen. Ein abnehmbarer und gepolsterter Rückenbügel bietet zusätzlichen Halt im Sitzen. Schnell faltbar und transportbereit.



■ Gesamtbreite	615 mm
■ Gesamtlänge	695 mm
■ Gesamthöhe	800 - 930 mm
■ Sitzbreite	355 mm
■ Sitzhöhe	560 mm
■ Gewicht	7,5 kg
■ Benutzergewicht	120 kg

Quava

Der Quava ist ein moderner, leichter, faltbarer Rollator mit Multifunktions-bremsen. Ideal zur Mitnahme im Auto, während einer Reise oder beim Einkaufen. Durch den breiten, gepolsterten Rückengurt können Sie sich, bei arretierten Bremsen, im Sitzen in aller Sicherheit ausruhen.



■ Gesamtbreite	655 mm
■ Gesamtlänge	710 mm
■ Gesamthöhe	830 - 955 mm
■ Sitzbreite	450 mm
■ Sitzhöhe	540 mm
■ Gewicht	7,05 kg
■ Benutzergewicht	136 kg

Goliat

Der Goliat ist ein faltbarer Schwerlastrollator mit abnehmbarer Einkaufstasche und Multifunktionsbremse. Mit einer Sitzbreite von 55 cm und einem 47 cm breitem Sitzkissen, ist er dank seiner hohen Belastbarkeit von 200 kg auch für kräftigere Personen geeignet.



■ Gesamtbreite	650 mm
■ Gesamtlänge	750 mm
■ Gesamthöhe	830 - 1020 mm
■ Sitzhöhe	490 - 560 mm
■ Sitztiefe	410 mm
■ Gewicht	10,7 kg
■ Benutzergewicht	200 kg

286B

286B Standardrollator faltbar mit Einkaufskorb, Sitz, Tablett, Gehstützenhalter und ergonomisch geformten Handgriffen. Multifunktionsbremse und ein Sicherheitsmechanismus gegen unbeabsichtigtes Zusammenfallen.



■ Gesamtbreite	605 mm
■ Gesamtlänge	645 mm
■ Gesamthöhe	770 - 1010 mm
■ Sitzbreite	400 mm
■ Sithöhe	610 mm
■ Gewicht	9,5 kg
■ Benutzergewicht	130 kg

Quadri-Light

Der Quadri-Light ist ein faltbarer Leichtgewichtrollator mit Sitznetz, Rückengurt, Gehstützenhalter und Einkaufsnetz und einem sehr einfachen Faltmechanismus. Zusätzlich sind auch die Räder einklappbar für den perfekten Transport im Auto, dem Flugzeug oder der Bahn.



■ Gesamtbreite	650 mm
■ Gesamtlänge	700 mm
■ Gesamthöhe	805 - 930 mm
■ Sitzbreite	450 mm
■ Sitzhöhe	610 mm
■ Gewicht	7,25 kg
■ Benutzergewicht	130 kg

ECO-Plus

Der ECO-Plus ist ein faltbarer Rollator mit abnehmbarer Einkaufstasche und Multifunktionsbremse. Die Sitzhöhe ist über eine einfache Einstellung am Rahmen veränderbar. Die Schiebegriffe sind bis zu 1020 mm in der Höhe verstellbar, ideal für größere Personen.



■ Gesamtbreite	610 mm
■ Gesamtlänge	680-795 mm
■ Gesamthöhe	845-1020 mm
■ Sitzbreite	360 mm
■ Sitzhöhe	555 - 625 mm
■ Gewicht	7,5 kg
■ Benutzergewicht	136 kg

Goliat Artro

Der Goliat Artro hat ein modernes und robustes Design mit höhenverstellbaren Unterarmstützen, um Hände und Handgelenke beim aufrechten Stehen zu entlasten. Mit 200 kg Tragkraft und breiterem Rahmen bietet dieser Rollator besonders viel Stabilität und Robustheit.



■ Gesamtbreite	650 mm
■ Gesamtlänge	750 mm
■ Gesamthöhe	1140 - 1310 mm
■ Sitzhöhe	490 - 560 mm
■ Sitztiefe	410 mm
■ Gewicht	12,35 kg
■ Benutzergewicht	200 kg