

# Ihre Vorteile

- ✓ Kompetente Beratung
- ✓ Lieferung frei Haus
- ✓ Inspektions- und Wartungsservice



**VERMEIREN Austria G.m.b.H.**  
Schäringer Straße 4  
4061 Pasching - Österreich

**Telefon: 07229/64900**

**Telefax: 07229/64900-90**

[www.vermeiren.at](http://www.vermeiren.at) - [info@vermeiren.at](mailto:info@vermeiren.at)

**Für weitere Informationen**  
oder eine **Gratis-Vorführung:**

Fragen Sie das Sanitätshaus in Ihrer Nähe.

\* Reichweite unter optimalen Umgebungsbedingungen und Batteriezuständen. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Armlehnen sind abklappbar, sowie abnehmbar und lassen sich individuell in der Breite anpassen. Die Sitzsysteme lassen sich zum Ein- und Aussteigen in die gewünschte Position drehen. Alle Preise inkl. MwSt. Lieferung frei Haus.

## ONE

■ Länge :	1030 mm
■ Breite :	490 mm
■ Höhe :	880 mm
■ Batterie :	15 Ah
■ Reichweite:	ca. 16 km*
■ Gesamtgewicht :	44,9 kg
■ Geschwindigkeit :	8 km/h
■ Zuladung :	136 kg
■ Farbe :	Blau, Rosa, Grün, Orange

8 km/h



## ONE AIR+

■ Länge :	1030 mm
■ Breite :	490 mm
■ Höhe :	880 mm
■ Batterie :	2 x 12V - 25 Ah
■ Reichweite:	ca. 30 km*
■ Gesamtgewicht :	50 kg
■ Geschwindigkeit :	8 km/h
■ Zuladung :	136 kg
■ Leistung :	270 Watt
■ Zerlegbar in :	4 Teile
■ Farbe :	Blau, Rosa, Grün, Orange

8 km/h



## ONE AIR+ LED

■ Länge :	1030 mm
■ Breite :	490 mm
■ Höhe :	880 mm
■ Batterie :	2 x 12V - 25 Ah
■ Reichweite:	ca. 30 km*
■ Gesamtgewicht :	50 kg
■ Geschwindigkeit :	8 km/h
■ Zuladung :	136 kg
■ Leistung :	270 Watt
■ Zerlegbar in :	4 Teile
■ Farbe :	Blau, Rosa, Grün, Orange

8 km/h



## Zübehör



Rollatorhalter




Abdeckhaube



Utensilienbox

Stockhalter

Movo - Regenschutz



AUSGABE 2025



# ERIS

■ Länge :	1185 mm
■ Breite :	570 mm
■ Höhe :	1150 mm
■ Batterie :	2 x 12V - 50Ah
■ Reichweite :	37 km*
■ Gesamtgewicht :	75 kg
■ Geschwindigkeit :	10 km/h
■ Zuladung :	140 kg
■ Leistung :	320 Watt
■ Farbe :	Silbergrau, Rot, Dunkelgrau oder Beige



10  
km/h



# CERES

■ Länge :	1300 mm
■ Breite :	620 mm
■ Höhe :	1280 mm
■ Batterie :	2 x 12V - 50 Ah
■ Reichweite:	ca. 48 km*
■ Gesamtgewicht :	106 kg
■ Geschwindigkeit :	10 km/h
■ Zuladung :	140 kg
■ Leistung :	450 Watt
■ Farbe :	Silbergrau, Rot, Dunkelgrau oder Beige

# CERES

■ Länge :	1300 mm
■ Breite :	620 mm
■ Höhe :	1280 mm
■ Batterie :	2 x 12V - 50 Ah
■ Reichweite:	ca. 29 km*
■ Gesamtgewicht :	111 kg
■ Geschwindigkeit :	15 km/h
■ Zuladung :	140 kg
■ Leistung :	650 Watt
■ Farbe :	Silbergrau, Rot, Dunkelgrau oder Beige



10  
km/h



- Analoge Anzeige und einfach zu bedienende Tasten
- Mit Komfortlenker für ein ermüdungsfreies Fahren

15  
km/h

lt: StVZO sind max  
10km/h vorgesehen

# CARPO

■ Länge :	1535 mm
■ Breite :	660 mm
■ Höhe :	1390 mm
■ Batterie :	2 x 12V - 80 Ah
■ Reichweite:	ca. 40 km*
■ Gesamtgewicht :	144 kg
■ Geschwindigkeit :	15 km/h
■ Zuladung :	150 kg
■ Leistung :	750 Watt
■ Farbe :	Silbergrau, Rot, Dunkelgrau oder Beige

15  
km/h

lt: StVZO sind max  
10km/h vorgesehen



# CARPO XD

■ Länge :	1535 mm
■ Breite :	660 mm
■ Höhe :	1390 mm
■ Batterie :	2 x 12V - 100 Ah
■ Reichweite:	ca. 45 km*
■ Gesamtgewicht :	144 kg
■ Geschwindigkeit :	13 km/h
■ Zuladung :	150 kg
■ Leistung :	750 Watt
■ Farbe :	Silbergrau, Rot, Dunkelgrau oder Beige

13  
km/h

lt: StVZO sind max  
10km/h vorgesehen



Für den Einsatz im steilen Gelände, bei extremen Anforderungen oder starker Belastung. Mit verstärktem Getriebe und Elektronik.

# CARPO 4

■ Länge :	1450 mm
■ Breite :	660 mm
■ Höhe :	1350 mm
■ Batterie :	2 x 12V - 80 Ah
■ Reichweite:	ca. 50 km*
■ Gesamtgewicht :	131 kg
■ Geschwindigkeit :	15 km/h
■ Zuladung :	150 kg
■ Leistung :	750 Watt
■ Farbe :	Champagner

15  
km/h

lt: StVZO sind max  
10km/h vorgesehen



# MERCURIUS 4D

■ Länge :	1440 mm
■ Breite :	680 mm
■ Höhe :	1360 mm
■ Batterie :	2 x 12V - 80 Ah
■ Reichweite:	ca. 55 km*
■ Gesamtgewicht :	116,75 kg
■ Geschwindigkeit :	15 km/h
■ Zuladung :	150 kg
■ Leistung :	1000 Watt
■ Farbe :	champagner

15  
km/h

lt: StVZO sind max  
10km/h vorgesehen

