

Klinikstuhl

## Alesia

Belastbarkeit: 140 kg

empf. Verkaufspreis

**€ 2.350,00**

Kunde:

Kommission:

Datum:



Abbildung ohne AL55 Kopflehne mit Nackenkissen

### Serienausstattung

- AL55** Rückenteilverlängerung mit Nackenkissen
- AL07** ein-/ausziehbares Fußbrett
- gepolsterte Sitz-/Rückenauflage
- manuell winkelverstellbare Wadenplatte
- vier Schwenkrollen
- zwei davon bremsbar
- Zentralfeststellbremse
- höhenverstellbare Armlehnen
- Schiebestange für Begleitperson
- verstellbare Rückenlehne bis 30°
- verstellbare Sitzkantelung bis 12°

### Bezugsfarben (Rahmenfarbe weiß)

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> <b>C32</b> Skai Gelb                | <input type="checkbox"/> <b>C36</b> Skai Dunkelrot  |
| <input type="checkbox"/> <b>C33</b> Skai Flieder / Hellblau  | <input type="checkbox"/> <b>C37</b> Skai Dunkelblau |
| <input type="checkbox"/> <b>C34</b> Skai Terracotta / Orange | <input type="checkbox"/> <b>C38</b> Skai Braun      |
| <input type="checkbox"/> <b>C35</b> Skai Hellgrün            | <input type="checkbox"/> <b>C39</b> Skai Dunkelgrün |

### Optionen

- |   | €      |
|---|--------|
| <input type="checkbox"/> <b>AL04-L</b> Seitenpelotte links                          | 140,00 |
| <input type="checkbox"/> <b>AL04-R</b> Seitenpelotte rechts                         | 140,00 |
| <input type="checkbox"/> <b>AL12A</b> Therapietisch Holz, abnehmbar mit Klippsystem | 210,00 |
| <input type="checkbox"/> <b>AL52</b> Infusionshalter                                | 161,00 |
| <input type="checkbox"/> <b>AL84</b> Dokumentenhalter                               | 69,00  |
| <input type="checkbox"/> <b>AL85</b> Urinbeutelhalter                               | 52,00  |