

neoflex <small>PHYSIOTHERAPEUTISCHES GÜRTLINGSYSTEM</small>		Price	Image
S = Standard O = Auswahl ohne Aufpreis □ = Auswahl mit Aufpreis - = nicht möglich			

NEO 20 OBERKÖRPER

Neo 20.01	Brustweste - breit	O X-Small O Small O Medium O Large O X-Large	□	€ 190,00	
-----------	--------------------	----------------------------------------------------------	---	----------	--


Größentabelle						
		A	B	C	D	E
	XS	28 cm	13 cm	13 cm	4 cm	5 cm
S	29 cm	14 cm	17 cm	4,5 cm	8 cm	
M	36 cm	18 cm	22 cm	5 cm	11 cm	
L	44 cm	21 cm	25 cm	6 cm	11 cm	
XL	52 cm	25 cm	27 cm	6 cm	13 cm	


Neo 20.02	Brustweste mit Reißverschluss - breit	O X-Small O Small O Medium O Large O X-Large	□	€ 190,00	
-----------	---------------------------------------	----------------------------------------------------------	---	----------	--


Größentabelle						
		A	B	C	D	E
	XS	28 cm	13 cm	13 cm	4 cm	5 cm
S	29 cm	14 cm	17 cm	4,5 cm	8 cm	
M	36 cm	18 cm	22 cm	5 cm	11 cm	
L	44 cm	21 cm	25 cm	6 cm	11 cm	
XL	52 cm	25 cm	27 cm	6 cm	13 cm	

NEO 20 OBERKÖRPER

Neo 20.03	Brustweste - schmal	<input type="radio"/> X-Small <input type="radio"/> Small <input type="radio"/> Medium <input type="radio"/> Large <input type="radio"/> X-Large	<input type="checkbox"/>	€ 190,00	
-----------	---------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------	----------	-------------------------------------------------------------------------------------

Größentabelle						
						
		A	B	C	D	E
	XS	28 cm	13 cm	13 cm	4,5 cm	5 cm
	S	29 cm	14 cm	17 cm	4,5 cm	5 cm
	M	36 cm	18 cm	22 cm	5 cm	5 cm
	L	41 cm	21 cm	22 cm	6 cm	5 cm
XL	49 cm	23 cm	25 cm	6 cm	5 cm	

Neo 20.04	Brustweste mit Reißverschluss - schmal	<input type="radio"/> X-Small <input type="radio"/> Small <input type="radio"/> Medium <input type="radio"/> Large <input type="radio"/> X-Large	<input type="checkbox"/>	€ 190,00	
-----------	----------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------	----------	--------------------------------------------------------------------------------------

Größentabelle						
						
		A	B	C	D	E
	XS	28 cm	13 cm	13 cm	4,5 cm	5 cm
	S	29 cm	14 cm	17 cm	4,5 cm	5 cm
	L	36 cm	18 cm	22 cm	5,0 cm	5 cm
	M	41 cm	21 cm	22 cm	6 cm	5 cm
XL	49 cm	23 cm	25 cm	6 cm	5 cm	

NEO 20 OBERKÖRPER

Neo 20.05	Schultergurt - vorne offen	<input type="checkbox"/> X-Small <input type="checkbox"/> Small <input type="checkbox"/> Medium <input type="checkbox"/> Large <input type="checkbox"/> X-Large	<input type="checkbox"/>	€ 170,00	
-----------	----------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------	----------	--

Measurements per size		
	X	Y
S	30 cm	6 cm
M	35 cm	7 cm
L	40 cm	7 cm
XL	47 cm	7,5 cm

Neo 20.06	Schultergurt - vorne geschlossen	<input type="checkbox"/> X-Small <input type="checkbox"/> Small <input type="checkbox"/> Medium <input type="checkbox"/> Large <input type="checkbox"/> X-Large	<input type="checkbox"/>	€ 170,00	
-----------	----------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------	----------	--

Größentabelle		
	X	Y
S	35 cm	6 cm
M	38 cm	7 cm
L	45 cm	7 cm
XL	51 cm	7,5 cm

Neo 20.07	Brustgurt	<input type="checkbox"/> X-Small <input type="checkbox"/> Small <input type="checkbox"/> Medium <input type="checkbox"/> Large <input type="checkbox"/> X-Large	<input type="checkbox"/>	€ 110,00	
-----------	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------	----------	--

Größentabelle		
	A	B
XS	31 cm	8,5 cm
S	39 cm	10,5 cm
M	47 cm	12 cm
L	57 cm	12 cm
XL	65 cm	13,5 cm