

# EZ1

## Multifunktionsrollstuhl mit erhöhter Belastbarkeit

Der klassische EZ1 ist immer noch sehr beliebt.  
100% Handwerkskunst; bequemer Sitz und Rückenlehne  
sowie Optionen und Anpassungen, um den Stuhl auf Ihre  
Wünsche abzustimmen.



**VERMEIREN**  
we care for you

## Hauptmerkmale

- Sitzkissen ergonomisch und druckentlastend geformt
- Rückenneigung bis 50° mit Gasfeder verstellbar
- Rückenhöhen 60 cm oder 50 cm
- Rückenpolster ergonomisch und druckentlastend geformt
- Armlehnen höhen- und tiefenverstellbar, abnehmbar
- Beinstützen mit Längenausgleich winkelverstellbar 113°



Abnehmbare Armlehnen und Seitenteile für einfachen Transfer



Höhenverstellbare Schiebegriffe

## Produkte die auf Sie zugeschnitten sind

Unser Grundprinzip ist einfach: Der Rollstuhl muss sich an den Benutzer anpassen, nicht umgekehrt. Deshalb sind unsere Rollstühle evolutionär und bieten eine passende Antwort auf Ihre spezifischen Bedürfnisse.

Alle Arten von Rollstühlen können angepasst werden, haben zahlreiche Optionen und sind vollständig personalisierbar, sodass für jede Person der passende Rollstuhl dabei ist. Dies ist das Ergebnis unserer kontinuierlichen Forschung und Erfahrung seit 1957.

## Ihre Qualitätsgarantie

In Bezug auf die Qualität entspricht das **EZ1** den höchsten Normen, die von weltweit anerkannten zertifizierten Prüfinstituten festgelegt wurden.



faltbare Rückenlehne

## Technische Informationen

■ Gesamtbreite	600 / 630 / 660 / 690 / 720 / 750 / 780 mm
■ Gesamtlänge	1116 mm
■ Gesamthöhe	980 mm
■ Sitzneigung	-5° +15°
■ Sitzbreite	390 / 420 / 450 / 480 / 510 / 540 / 570 mm
■ Höhe Armlehnen	190 / 290 mm

■ Sitzhöhe	490 - 620 mm
■ Höhe Rücken	500 / 600 mm
■ Sitztiefe	430 - 520 mm
■ Gewicht	43,45 kg
■ Benutzergewicht	150 kg
■ zusätzliche InformationW	CE

Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15 mm und 1,5kg) sind möglich  
Technische Änderungen vorbehalten. Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

## VERMEIREN Austria GmbH

Schärdinger Straße 4  
A-4061 Pasching  
Österreich

[www.vermeiren.at](http://www.vermeiren.at)  
[info@vermeiren.at](mailto:info@vermeiren.at)



Für weitere Informationen:  
Kontaktieren Sie den Händler in Ihrer Nähe.