

9062 - 9063

Toilettenstuhl

Dieser klassische feststehende Toilettenstuhl mit Kunstleder-Polsterung sorgt für optimalen Komfort und Hygiene. Stabile Armlehnen und eine starke Rückenlehne sorgen für die hohe Qualität dieses Toilettenstuhls. Die geformte Rückenlehne sorgt für einen besseren Sitzkomfort, die gepolsterte Sitzfläche fühlt sich weich an und der Abstand zwischen Sitz und Eimer ist minimal.



Model 9063
Höhenverstellbare Standfüße



Model 9062





Die geformte Rückenlehne sorgt für einen besserer Sitzkomfort



9063 - Höhenverstellbare Standfüße



Weiche Polsterung für sanften Hautkontakt



Minimaler Abstand zwischen Sitz und Eimer

Rahmenfarbe

Bezugfarbe



Produkte die auf Sie zugeschnitten sind

VERMEIREN ist stets bestrebt, die beste verfügbare Lösung für Ihre persönlichen Bedürfnisse zu finden. Mit dem nach und nach technologischen Fortschritt können wir Ihnen daher die aktuellsten und neusten Produkte anbieten. Dies ist das Ergebnis unserer kontinuierlichen Forschung und Erfahrung seit 1957.

Ihre Qualitätsgarantie

Hinsichtlich der Qualität entsprechen die Modelle **9062** und **9063** den höchsten Normen, die von zertifizierten Prüfinstituten festgelegt wurden.



Caractéristiques techniques 9062 - 9063

■ Gesamtbreite	620 mm
■ Gesamthöhe	9062 : 835 mm - 9063 : 755 - 885 mm
■ Gesamtlänge	650 mm
■ Sitzbreite	430 mm
■ Höhe Armlehnen	215 mm
■ Sitzhöhe	9062 : 475 mm - 9063 : 470 - 560 mm

■ Höhe Rücken	400 mm
■ Sitztiefe	450 mm
■ Gewicht	9062 : 8,35 kg - 9063 : 9 kg
■ Maximales Benutzergewicht	120 kg
■ zusätzliche Information	CE

Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15 mm und 1,5kg) sind möglich
Technische Änderungen vorbehalten. Diese Bilder sind nur Abbildungen ähnlich. Bestimmte Funktionen können optional oder verschieden sein.

VERMEIREN Austria GmbH

Schärdinger Straße 4
A-4061 Pasching
Österreich

www.vermeiren.at
info@vermeiren.at

Für weitere Informationen:
Kontaktieren Sie den Händler in Ihrer Nähe.

