

Bobby EVO

Leichtgewicht-Transportrollstuhl, faltbar

Der Bobby EVO ist der ideale Transportrollstuhl - kompakt, leicht und in Sekunden zu falten.



VERMEIREN
we care for you

Kompakt und leicht

Der **Bobby EVO** ist der ideale Transportrollstuhl - kompakt, leicht und in Sekunden zu falten.

- abklappbare Armlehnen
- faltbare Rückenlehne
- zwei manuelle Feststellbremsen
- Begleitpersonenbremse
- gepolsterte Armlehnen
- winkelverstellbare Fußplatten
- einstellbare Fersenbänder

Ob im Urlaub, am Flughafen oder im Krankenhaus - mit dem Bobby EVO ist der Transport von Punkt A nach Punkt B einfach wie nie zuvor.



Technische Informationen

■ Gesamtbreite	490 / 550 mm
■ Gesamthöhe	900 mm
■ Gesamtlänge	1010 mm
■ gefaltet	260 mm
■ Sitzbreite	420 / 480 mm
■ Höhe Armlehnen	200 mm

Produkte die auf Sie zugeschnitten sind

Unser Grundprinzip ist einfach: Der Rollstuhl muss sich an den Benutzer anpassen, nicht umgekehrt. Deshalb sind unsere Rollstühle evolutionär und bieten eine passende Antwort auf Ihre spezifischen Bedürfnisse.

Alle Arten von Rollstühlen können angepasst werden, haben zahlreiche Optionen und sind vollständig personalisierbar, sodass für jede Person der passende Rollstuhl dabei ist. Dies ist das Ergebnis unserer kontinuierlichen Forschung und Erfahrung seit 1957.

Ihre Qualitätsgarantie

In Bezug auf die Qualität entspricht das **Bobby EVO** den höchsten Normen, die von weltweit anerkannten zertifizierten Prüfinstituten festgelegt wurden.



■ Sitzhöhe	490 mm
■ Höhe Rücken	440 mm
■ Sitztiefe	420 mm
■ Gewicht	9,6 / 10 kg
■ Maximales Benutzergewicht	115 kg
■ zusätzliche Information	CE

Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15 mm und 1,5kg) sind möglich
Technische Änderungen vorbehalten. Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

VERMEIREN Austria GmbH

Schärdinger Straße 4
A-4061 Pasching
Österreich

www.vermeiren.at
info@vermeiren.at



Für weitere Informationen:
Kontaktieren Sie den Händler in Ihrer Nähe.