

# FALCON

Patientenlift



**VERMEIREN**  
we care for you



## Falcon, die Wahl der Sicherheit

Ein perfekter Mix aus Sicherheit und Technologie. Falcon ermöglicht einen einfachen und bequemen Transfer des Patienten. Die 2 Bremsen sorgen dafür, dass die Rollen blockiert werden, was eine optimale Sicherheit während

des Transfers gewährleistet.

Dank der durchdachten Konzeption wird das manövrieren des Falcon für Patient und Begleitperson zu einem einfachen Vorgang.



**Neoprenschutz an der Griffstange  
und 4 Haken für mehr Stabilität**



**Ergonomische Druckgriffe**



**Bedienung mit  
Batteriestatusanzeige**



**Wechsel zwischen der niedrigsten  
und der höchsten Position in nur  
48 Sekunden**



**Anzeige des Akkustatus**



**Akustische Warnung bei  
schwachem Batteriestand**

## **Ihre Qualitätsgarantie**

In Sachen Qualität erfüllen unsere Produkte die europäischen Richtlinien und nationalen Normen. Für Sie lassen wir unsere Produkte in verschiedenen europäischen Ländern durch unabhängige und anerkannte Prüfinstitute testen.

## **Produkte, die für Sie entwickelt wurden**

**VERMEIREN** achtet darauf, Ihnen die beste Lösung zu bieten um Ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Die Technologie entwickelt sich weiter, so auch wir. Deshalb ist uns die ständige Aktualisierung unserer Produkte wichtig. Dies ist das Ergebnis unserer Erfahrung sowie unserer Forschung und Entwicklung seit 1957.




**Zerlegbar für einfachen Transport und Lagerung**

## Optionale Gurte

### Standard

Erhältlich in  
M – L – XL (Grösse in mm)


	A	B	C	D
M	780	400	450	300
L	840	450	500	360
XL	910	510	560	440



### Komfort

Erhältlich in  
M – L – XL (Grösse in mm)


	A	B	C	D	E
M	780	400	450	300	390
L	840	450	500	360	410
XL	910	510	560	440	420




### Hygiene

Erhältlich in  
M – L – XL (Grösse in mm)

	A	B	C	D
M	780	250	600	300
L	840	260	700	360
XL	910	270	820	440



### Optionale Gurte – Materialien



Polyethylen



Netz Polyester

## Technische Informationen

■ Tiefste Position des ZV*	509 mm
■ Max. Höhe des ZV*	1609 mm
■ Hebebereich (Höhenreichweite)	1100 mm
■ Länge total	1158 mm
■ Länge total (geschlossen) / (offen)	565 - 1026 mm
■ Länge gefaltet	1236 mm

■ Höhe gefaltet	294 mm
■ Breite gefaltet	565 mm
■ Wenderadius	1188 mm
■ Gewicht	35 kg
■ Maximales Benutzergewicht	130 kg
■ Zusätzliche Information	CE

Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15 mm und 1,5kg) sind möglich  
Technische Änderungen vorbehalten. Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

## VERMEIREN Austria GmbH

Schärdinger Straße 4  
A-4061 Pasching  
Österreich

[www.vermeiren.at](http://www.vermeiren.at)  
[info@vermeiren.at](mailto:info@vermeiren.at)



Für weitere Informationen:  
Kontaktieren Sie den Händler in Ihrer Nähe.

**VERMEIREN**  
we care for you