

Eclips x4 90°

Leichtgewichtrollstuhl
mit verstellbarem Rücken (90°)



Das Wissen und die Erfahrung, die wir bei der Entwicklung des Eclips X4 eingesetzt haben, führten zur Geburt des Eclips X4 90°. Positionsänderungen im Laufe des Tages sind gut für den Blutfluss, die Druckentlastung oder auch nur für den Komfort.



VERMEIREN
we care for you

Komfort

Der Eclips X4 90° verfügt über die gleichen Eigenschaften wie der Eclips X4 und bietet zusätzlich die Möglichkeit, die Rückenlehne vollständig zu verstellen. Mit der optionalen Rückenlehnenverlängerung B14 und den Beinstützen BZ7 schaffen Sie ein Maximum an Komfort und Platz zum Liegen. Die Position des Hinterrads wurde nach hinten verlagert, um den Rollstuhl in perfekter Balance zu halten und Sicherheit zu bieten, wenn der Benutzer flach liegt.



Verschiedene Einstellmöglichkeiten für die Sitzhöhe und Sitztiefe



Schiebebügel für eine bessere Stabilität



Räder mit Schnellverschluss für eine schnelle Demontage. Ankipphilfe an der Rückseite



Verstellung der Rückenlehne mittels Gasfeder für eine stufenlose Verstellung

Technische Informationen

| | |
|------------------|--|
| ■ Gesamtbreite | 590 / 620 / 640 / 660 / 680 / 700 / 740 mm |
| ■ Gesamtlänge | 1000 - 1210 mm |
| ■ Gesamthöhe | 910 - 1015 mm |
| ■ Gefaltet | 300 mm |
| ■ Sitzbreite | 390 / 420 / 440 / 460 / 480 / 500 / 550 mm |
| ■ Höhe Armlehnen | 235 mm |

| | |
|---------------------------|--------------|
| ■ Sitzhöhe | 390 - 520 mm |
| ■ Höhe Rücken | 420 - 460 mm |
| ■ Sitztiefe | 420 - 500 mm |
| ■ Gewicht | 19,5 kg |
| ■ Benutzergewicht | 130 kg |
| ■ zusätzliche Information | CE |

Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15 mm und 1,5kg) sind möglich
Technische Änderungen vorbehalten. Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

VERMEIREN Austria GmbH

Schärdinger Straße 4
A-4061 Pasching
Österreich

www.vermeiren.at
info@vermeiren.at



Produkte die auf Sie zugeschnitten sind

Unser Grundprinzip ist einfach: Der Rollstuhl muss sich an den Benutzer anpassen, nicht umgekehrt. Deshalb sind unsere Rollstühle evolutionär und bieten eine passende Antwort auf Ihre spezifischen Bedürfnisse.

Alle Arten von Rollstühlen können angepasst werden, haben zahlreiche Optionen und sind vollständig personalisierbar, sodass für jede Person der passende Rollstuhl dabei ist. Dies ist das Ergebnis unserer kontinuierlichen Forschung und Erfahrung seit 1957.

Ihre Qualitätsgarantie

In Bezug auf die Qualität entspricht das **Eclips X4 90°** den höchsten Normen, die von weltweit anerkannten zertifizierten Prüfinstituten festgelegt wurden.

Für weitere Informationen:
Kontaktieren Sie den Händler in Ihrer Nähe.