

D200-V

Leichtgewicht

Der D200-V ist ein leichter und multifunktionaler Rollstuhl.

Eine moderne und auffällige blaue Rahmenfarbe kombiniert mit mehreren Einstellungen, um diesen Rollstuhl an Ihre eigene Konfiguration anzupassen. In wenigen Sekunden faltbar (bei Bedarf können die Armlehnen, Beinstützen und Räder abgenommen werden) und Ihr D200-V ist bereit für den Transport.



Produkte die auf Sie zugeschnitten sind

Unser Grundprinzip ist einfach: Der Rollstuhl muss sich an den Benutzer anpassen, nicht umgekehrt. Deshalb sind unsere Rollstühle evolutionär und bieten eine passende Antwort auf Ihre spezifischen Bedürfnisse.

Alle Arten von Rollstühlen können angepasst werden, haben zahlreiche Optionen und sind vollständig personalisierbar, sodass für jede Person der passende Rollstuhl dabei ist. Dies ist das Ergebnis unserer kontinuierlichen Forschung und Erfahrung seit 1957.



Steckachse für einfache und schnelle Entfernung der Räder



Beinstützen nach innen und außen abklappbar und abnehmbar



Höhenverstellbare Schiebegriffe



Armpolster höhen- und tiefeneinstellbar

Ihre Qualitätsgarantie

In Bezug auf die Qualität entspricht das **D200-V** den höchsten Normen, die von weltweit anerkannten zertifizierten Prüfinstituten festgelegt wurden.

Farben

C80

blau



Option B78 Kippschutz



Option BZ8 - höhenverstellbare Beinstützen



Kletrücken anpassbar, Rückenhöhe einstellbar



Fußplatten winkelverstellbar

Technische Informationen

■ Gesamtbreite	580 / 600 / 620 / 640 / 660 / 680 / 700 / 720 mm
■ Gesamthöhe	890 - 1060 mm
■ Gesamtlänge	995 - 1045 mm
■ gefaltet	300 mm
■ Sitzbreite	380 / 400 / 420 / 440 / 460 / 480 / 500 / 520 mm
■ Höhe Armlehnen	200 - 240 mm

■ Sitzhöhe	470 - 530 mm
■ Höhe Rücken	450 - 510 mm
■ Sitztiefe	395 - 450 mm
■ Gewicht	15,8 kg
■ Maximales Benutzergewicht	130 kg
■ zusätzliche Information	CE

Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15 mm und 1,5kg) sind möglich
Technische Änderungen vorbehalten. Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

VERMEIREN Austria GmbH

Schärdinger Straße 4
A-4061 Pasching
Österreich

www.vermeiren.at
info@vermeiren.at



**Für weitere Informationen:
Kontaktieren Sie den Händler in Ihrer Nähe.**

VERMEIREN
we care for you