

Forest kids

Compatible iPortal



Kinder-Elektrollstuhl



Crash Test geprüft



IDEAL für den Innen- und Außenbereich.
Der FOREST eignet sich besonders zur Überführung von Boden-unebenheiten. Alle 4 Räder sind durch die Vorderradschwinge immer im Kontakt mit dem Boden, auch wenn dieser starke Unebenheiten aufweist (bis zu 120 mm Differenz).



Elektrische Sitzkantelung

Höhenverstellbare Schiebegriffe

Höhenverstellbare Armlehne

Die moderne Steuerungseinheit „SHARK 2“ sichert minimalen Stromverbrauch bei maximaler Leistung.

tiefenverstellbare Beinstützen



Aufnahme verstellbar in der Tiefe und Breite



immer im Kontakt mit dem Boden

LED-Beleuchtung vorne & hinten



Großes Angebot an Zubehör und Optionen.



2x12V-70Ah 2x200W 2x350W 6 km/h 10km/h 30 km 10°/17% 70 1400 vorne: 260 x 76,2 hinten: 330,2 x 76,2



650 300-370 200-250 500 330-390 350 15° -5°/55° 1000 95 110

Abweichungen bei Maßen, Gewichten und Winkeln (1,5 mm, 1,5 kg, 1,5°) sind möglich.

