

V300D

Solides Leichtgewicht



Option BZ8 - höhenverstellbare Beinstützen

Der V300 ist ein leichter manueller Rollstuhl für den vorübergehenden oder dauerhaften Einsatz mit fester Rückenlehne. Was den V300 einzigartig macht, ist seine Sitztiefe von bis zu 52 cm. Das ist die größte Sitztiefe in unserem Sortiment und bietet dem Benutzer maximalen Komfort.

Die anpassbare Rückenlehne mit Klettverschluss und das Sitzkissen mit bequemer Polsterung sind immer im Lieferumfang enthalten. Für den V300 sind auch andere Optionen wie Kopfstütze, Tisch und Seitenpelotten erhältlich.





Standard

- Höhenverstellbare Armlehnen kurz
- Fussplatten winkelverstellbar
- Begleitpersonenbremsen
- Sitzkissen Dicke 4 cm Nylon schwarz
- Höhenverstellbare Schiebegriffe
- Rückenbespannung anpassbar

Optionen

Der **V300D** kann mit verschiedenen Optionen erweitert werden. Bitte konsultieren Sie Ihren Fachhändler.

Farbe

C59

Champagner

Technische Informationen

■ Gesamtbreite	590/620/640/660/680/700 mm
■ Gesamthöhe	930-1020 mm
■ Gesamtlänge	1040 mm
■ gefaltet	310 mm
■ Sitzbreite	390/420/440/460/480/500 mm
■ Armlehnenhöhe	220-240 mm

■ Sitzhöhe	440-530 mm
■ Rückenhöhe	420 mm
■ Sitztiefe	440-520 mm
■ Gewicht*	17,7 kg
■ Maximales Benutzergewicht	130 kg
■ zusätzliche Information	 

Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15 mm und 1,5kg) sind möglich
Technische Änderungen vorbehalten. Diese Bilder sind nur Abbildungen ähnlich. Bestimmte Funktionen können optional oder verschieden sein.

VERMEIREN Austria GmbH

Schärdinger Straße 4
A-4061 Pasching
Österreich

www.vermeiren.at
info@vermeiren.at



**Für weitere Informationen:
Kontaktieren Sie den Händler in Ihrer Nähe.**

VERMEIREN
we care for you