

V300 30°

Leicht

Der V300 30° ist ein Leichtgewicht-Rollstuhl für temporäre oder permanente Verwendung mit einem Maximum an Anpassungsmöglichkeiten.

4 Sitzhöhen

5 Sitztiefen

3 Armlehnenhöhen

5 Armpolstertiefen

5 Positionen der Sitzkantelung 0° - 10°

eine umfangreiche Zubehörpalette



VERMEIREN
we care for you

Ihre Qualitätsgarantie

In Bezug auf die Qualität entspricht das **V300 30°** den höchsten Normen, die von weltweit anerkannten zertifizierten Prüfinstituten festgelegt wurden.

Farben

C59

champagner



Produkte die auf Sie zugeschnitten sind

Unser Grundprinzip ist einfach: Der Rollstuhl muss sich an den Benutzer anpassen, nicht umgekehrt. Deshalb sind unsere Rollstühle evolutionär und bieten eine passende Antwort auf Ihre spezifischen Bedürfnisse.

Alle Arten von Rollstühlen können angepasst werden, haben zahlreiche Optionen und sind vollständig personalisierbar, sodass für jede Person der passende Rollstuhl dabei ist. Dies ist das Ergebnis unserer kontinuierlichen Forschung und Erfahrung seit 1957.



**drei Armlehnenhöhen
verschiedene Armpolstertiefen**



Option B12 - Therapietisch

Technische Informationen

■ Gesamtbreite	590 / 620 / 640 / 660 / 680 / 700 mm
■ Gesamthöhe	850 - 940 mm
■ Gesamtlänge	1040 mm
■ gefaltet	310 mm
■ Sitzbreite	390 / 420 / 440 / 460 / 480 / 500 mm
■ Höhe Armlehnen	220 - 240 mm

■ Sitzhöhe	440 - 530 mm
■ Höhe Rücken	420 mm
■ Sitztiefe	440 - 520 mm
■ Gewicht	18,3 kg
■ Maximales Benutzergewicht	130 kg
■ zusätzliche Information	 

Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15 mm und 1,5kg) sind möglich
Technische Änderungen vorbehalten. Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

VERMEIREN Austria GmbH

Schärdinger Straße 4
A-4061 Pasching
Österreich

www.vermeiren.at
info@vermeiren.at



**Für weitere Informationen:
Kontaktieren Sie den Händler in Ihrer Nähe.**

VERMEIREN
we care for you